

Unterwegs befreiter atmen



Die Vorteile des Platinum Mobile

- ▶ **Platinum Mobile** ist ein besonders kompakter, leichter und tragbarer Sauerstoffkonzentrator.
- ▶ jetzt mit mobiler Verbindung zum Smartphone
- ▶ 5 Pulsmengeneinstellungen von 220 bis 1.000 ml/min
- ▶ robust und gut geschützt bei Stürzen dank verstärkter und gepolsterter Tragetasche
- ▶ benutzerfreundliche, intuitive Bedienoberfläche
- ▶ Gewicht von nur 2,2 kg*
- ▶ bis zu 10 Stunden** unabhängige Mobilität bei maximaler klinischer Wirksamkeit
- ▶ diskreter Akkuwechsel bei laufendem Betrieb
- ▶ Die **Sensi-Puls** Technologie sorgt mit einem konstanten Minutenvolumen für eine sichere und berechenbare Sauerstoffversorgung.
- ▶ FAA-Zulassung für die Nutzung im Flugzeug

* mit einem Akku, ohne Tragetasche

** mit zwei Akkus bei Einstellung 1

HMV-Nr.: 14.24.06.1006



Details und Zubehör Platinum™ Mobile ▼



- ▶ **3 in 1 Tragetasche**
Multifunktionale und bequeme Henkeltasche, die auch als moderne Schultertasche oder sportlicher Rucksack getragen werden kann.



- ▶ **Piccolo O2-App**
Per Smartphone-App lassen sich die aktuellen Gerätedaten, z.B. Akku-laufzeit oder Pulsmenge, abrufen.



- ▶ **Externe Ladestation 1**
Ermöglicht Patienten das Gerät unterwegs zu nutzen, während der Zusatzakku zuhause lädt

1/ Einzeln erhältlich, wird ohne Akku geliefert



- ▶ **Netzteil (AC) 100 V - 240 V**
- ▶ **Autoadapter (DC) 12 V**



- ▶ **Platinum Mobile** - nun mit mobiler Verbindung per Bluetooth-Dongle



- ▶ **Zusatzakku**
Verdoppelt die Betriebsdauer - so können Sie länger außer Haus bleiben



- ▶ **Bedienelemente**
Beleuchtetes Display und leicht verständliche Drucktasten mit haptischem Feedback



- ▶ **Mehr Leistung**
Sauerstoffverfügbarkeit in 5 Einstellungen von 220 bis 1.000 ml/Min.

▲ Lieferumfang des mobilen Sauerstoffkonzentrators

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee / Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil / Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

© 2019 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben sind nach bestem Wissen zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Absprache zu ändern.

Respiratorische Therapie - DE - 10/2019 - Art. Nr. 1532752



FREI ATMEN
RESPIRATORISCHE
THERAPIE



Invacare® | **Perfecto₂ V**

Bestens ausgestattet für höchste Ansprüche



Die Vorteile des Invacare Perfecto₂ V

- ▶ **Invacare Perfecto₂ V** ist ein sicherer und langlebiger **Standkonzentrator** für eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung von bis zu 5 l/Min.
- ▶ kompakt, leise und leichtgewichtig
- ▶ integrierter **SensO₂**-Sauerstoffsensoren für permanente Sicherheit
- ▶ Die innovative Technologie reduziert die Kompressor- und Saugeräusche auf ein Minimum.
- ▶ alle Bedienelemente auf der Vorderseite in unmittelbarer Reichweite
- ▶ Mobile Versorgung leicht gemacht: Nutzung in Kombination mit **HomeFill** zum Auffüllen von Sauerstoffflaschen

HMV-Nr.: 14.24.06.0016

Invacare® | **Platinum® 9**

Optimale Sauerstoffversorgung mit hoher Flussrate



Die Vorteile des Invacare Platinum 9

- ▶ Der **Standkonzentrator Invacare Platinum 9** bietet eine zuverlässige Versorgung von Patienten, die eine hohe Flussrate benötigen.
- ▶ hohe Patientensicherheit durch laufende Selbsttests des Gerätes
- ▶ einfacher Filterwechsel (nur 1 Filter) und geringer Verschleiß
- ▶ Mobile Versorgung leicht gemacht: Nutzung in Kombination mit **HomeFill** zum Auffüllen von Sauerstoffflaschen

Invacare® | **HomeFill® II**

Überall frei atmen



Die Vorteile des Invacare HomeFill II

- ▶ **HomeFill II** ermöglicht die schnelle und einfache Befüllung von Sauerstoffflaschen für den mobilen Einsatz.
- ▶ leichtgewichtiger Zylinder für eine größere Unabhängigkeit
- ▶ Revolutionäre und bequeme ambulante Befüllung für Zuhause
- ▶ Die Sauerstoffabgabe erfolgt kontinuierlich und bedarfsgesteuert und lässt sich stufenweise von 1 bis 6 l/Min anpassen.
- ▶ kostengünstige Sauerstoffversorgung für Zuhause: Mit der Kombination aus **Perfecto₂ V / Platinum 9** und **HomeFill®** befüllen Sie Ihre Sauerstoffflaschen einfach selbst.

HMV-Nr.: 14.24.04.9001

Zubehör

NONIN GO2 Finger-Pulsoximeter



Die Vorteile des NONIN GO2

- ▶ kleines, kompaktes, leicht und einfach zu bedienendes Finger-Pulsoximeter
- ▶ zuverlässige Messungen zur Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
- ▶ einfache Anpassung der Sauerstoffmenge anhand der ermittelten Werte
- ▶ schneller Einsatz bei einfachster Handhabung
- ▶ optimal auf den Einsatz zuhause abgestimmt
- ▶ großes, gut lesbares Display
- ▶ Betrieb mit AAA-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ LCD-Display